



Eco-Clin Tabs 88


TABLETTES DE LAVAGE POUR MACHINE A LAYER LA VAISSELLE

Eco-Clin Tabs 88 sont des tablettes pour le lavage de la vaisselle en machine, adaptées à tous les types d'ustensiles de cuisine, lavables en lave-vaisselle. Les tablettes **Eco-Clin Tabs 88** offrent des performances de nettoyage exceptionnelles. La formule spécifique des **Eco-Clin Tabs 88** protège particulièrement les verres contre la corrosion et le calcaire, elle dissout les dépôts lourds (ex : contre l'accumulation de protéines et d'amidon, contre les taches de café et de thé). Elles sont conçues pour les machines à cycle long et les machines à cycle court.

- **Performance** – Efficace contre l'accumulation de protéines et d'amidon et contre les taches de café et de thé.
- **Efficacité** – Une application simple garantit une utilisation simple et économique.
- **Sécurité** – Emballage pratique, facile à manipuler et à ranger.



MODE D'UTILISATION



Pour de meilleurs résultats d'hygiène en fonction des souillures, de la dureté de l'eau et de la puissance de rinçage du lave-vaisselle, nous suggérons :

- 1 Consulter le plan d'hygiène et l'étiquette du produit pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation.
- 2 Porter des vêtements de protection appropriés lors de la manipulation du produit.
- 3 Ouvrir une tablette (tous niveaux de souillures).
- 4a Pour les petits lave-vaisselle (volume de remplissage inférieur à 20 L), placer manuellement les Eco-Clin Tabs 88 dans le lave-vaisselle comme indiqué sur le pictogramme. Nous vous recommandons d'utiliser un programme sans prélavage.
- 4b Pour les grands lave-vaisselle, placer directement dans la cuve de lavage. En fonction de l'alimentation en eau et du niveau de saleté, ces types de machines nécessitent un dosage supplémentaire après 5 cycles de lavage (voir tableau de dosage).

Degré de dureté d'eau	Par dosage		Dosage après 5 cycles
	< 20 L	> 20 L	
Eau douce	1	2	1
Eau moyenne	1	2	1
Eau dure	2	3	2

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

SECURITE

Ne pas mélanger avec d'autres produits
Pour plus d'informations et des instructions de sécurité, consulter l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité.

STOCKAGE

A conserver entre 0° et 30°C dans son conditionnement d'origine

CONDITIONNEMENT

Carton 200 tablettes / 4 kg - 9034300

CONFORMITE

Eco-Clin Tabs 88 est conforme au décret n° 98-507 du 17/06/98 réglementant les produits pour collectivités destinés au nettoyage des matériaux et objets au contact des denrées alimentaires.