

DEGRES-L



Détergent-dégraissant enzymatique

Puissant dégraissant enzymatique multi-surfaces, DEGRES-L élimine tous les résidus organiques, même les plus incrustés. Le produit convient parfaitement aux sols anti-dérapants ou poreux. Il est également recommandé pour le trempage du petit matériel.

Application



AVANTAGES

- Performance de nettoyage accrue
- Nettoyage en profondeur grâce à l'action enzymatique
- Non agressif pour les utilisateurs, le matériel de cuisine et les revêtements
- Prévient le colmatage des canalisations grâce à l'action continue des enzymes dans les canalisations
- Testé sous contrôle dermatologique à la concentration d'usage

MODE D'EMPLOI

Dosage recommandé: 1%

Dosage via des distributeurs venturi : centrale de nettoyage, centrale de dilution

1. Appliquer le produit via la centrale au dosage recommandé
2. Laisser agir 15 minutes pour une action en profondeur
3. Frotter si nécessaire
4. Rincer

Peut être utilisé en autolaveuse, mais dans ce cas nous recommandons l'utilisation du SOLZYM.

Peut également être utilisé pour le trempage du petit matériel (exemple: couverts) avant un passage en machine.

Température	35 - 50°C max
Action	 +  © A.I.S.E.
Concentration	1%
Temps de pose	15 minutes

VALEUR pH
(En solution 1%)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Environmental Biotechnology



CERTIFICATIONS ET REGLEMENTATIONS

Produit de nettoyage conforme:

- au Règlement Européen CE 648/2004 relatif aux détergents
- au Règlement CE n°1272/2008 relatifs à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et des mélanges
- au Règlement Européen REACH (CE n°1907/2006) adopté pour mieux protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques liés aux substances chimiques
- Le taux de biodégradation obtenu en 28 jours est supérieur à 98% selon la ligne directrice de l'OCDE 302B.

CONSERVATION

Stockage dans l'emballage d'origine fermé, entre +4°C et +25°C.

CONDITIONNEMENT / PALETTISATION / REFERENCEMENT



Carton de 4 X 5L
Palette de 24 cartons
(= 96 bidons par palette)
LIQ0054



Bidon de 25L
Palette de 24 bidons
LIQ0650

N.B. : 200 l et 1000 l également disponibles

16/06/16
S.A. REALCO N.V

Parc scientifique . Wetenschappelijk park . Avenue Albert Einsteinlaan, 15
B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)
Tél. +32 (0)10/45.30.00 . Fax +32 (0)10/45.63.63 . info@realco.be . www.realco.be
TVA/TWE-BE-0444.458.750 . RPM/RPR Nivelles . ING-350-01322306-20