



Aseptopol 76

Desinfecterend reinigingsmiddel voor handafwas en reinigen van harde oppervlakken

PRESTATIES


- ▲ Volgens de EN-normen geteste desinfecterende reiniger voor potten en pannen en harde oppervlakken
- ▲ Verwijdert doeltreffend voedselverontreiniging en vet
- ▲ Laat geen strepen achter op servies en oppervlakken
- ▲ Combineert een uitstekende reiniging met desinfectie en korte contacttijden

EFFICIËNTIE

- ▲ Kan gebruikt worden bij handafwassen en bij het schoonmaken en desinfecteren van oppervlakken
- ▲ Korte contacttijden optimaliseren de efficiëntie van uw werk
- ▲ De doseringsapparatuur van Ecolab garandeert dat u altijd de juiste dosis hebt

VEILIGHEID

- ▲ Het brede desinfectie spectrum voorkomt kruisbesmetting en garandeert uw veiligheid bij uw werkzaamheden
- ▲ De dermatologische huidtolerantie is gecertificeerd als 'zeer goed' onder de aanbevolen gebruiksspecificaties
- ▲ Garandeert een goede desinfectie van servies, zelfs zonder vaatwasser
- ▲ Geregistreerd in België met toelating nummer: BE-REG-01140 en in Luxemburg met toelating nummer: 331/21/L



GEBRUIKSAANWIJZINGEN




1. Raadpleeg het hygiëneplan en het productlabel voor gedetailleerde gebruiksinformatie.




2. Draag geschikte beschermende kleding wanneer u het product hanteert.




3. Voor handmatig afwassen:
Vul de gootsteen met water en verdun het product tot 4 ml/l (40 °C). Plaats het servies in de gootsteen. Laat het weken, laat het vuil loskomen en schrob grondig. Laat de oplossing minstens 5 minuten inwerken om de antimicrobiële eigenschappen te activeren.



4. Voor de reiniging van oppervlakken:
Vul een spuitfles met water en verdun het product tot 4 à 10 ml/l naargelang de gewenste doeltreffendheid. Spuit de oplossing op het volledige oppervlak en veeg af met een doek.
Of vul een emmer met water en verdun het product tot 4 à 10 ml/l naargelang de gewenste doeltreffendheid. Veeg het oppervlak vervolgens af of met een doordrenkte doek.



5. Laat minstens 5 à 15 minuten inwerken naargelang de gewenste doeltreffendheid en de soort toepassing.



6. Spoel de voorwerpen en oppervlakken grondig af met schoon water en laat drogen aan de lucht.
In voedings- en voederomgevingen waar geen voedingscontact verwacht wordt, is spoelen mogelijk niet vereist.

SPECIALE OPMERKINGEN

- Actieve stof: 100 g bevat 4,16 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamine (CAS 2372-82-9).
- Alleen goedgekeurd met de Ecolab-dispensersystemen Penguin 4U, Penguin Pro, Topmater J10 en Topmater H10.
- Gebruik het desinfectiemiddel op veilige wijze. Lees vóór gebruik altijd het label en de productinformatie.
- Alleen voor professioneel gebruik!**

VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Niet mengen met andere producten.
- Gooi de verpakking alleen weg als deze leeg en gesloten is.
- Raadpleeg het productetiket en het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie en veiligheidsinstructies.
- Opslaan tussen -5 en +40 °C, alleen in originele gesloten verpakking.

EN Normeringen

EN 1276	Bacteriedodend	0,4%, 5 min., 40 °C
EN 1650	Gistdodend	0,8%, 5 min., 20 °C 0,4%, 5 min., 40 °C
EN 14561 gemod.	Bacteriedodend	0,4%, 5 min., 40 °C
EN 14562 gemod.	Gistdodend	0,4%, 5 min., 40 °C
EN 13697	Bacteriedodend	0,9%, 5 min., 20 °C 0,5%, 15 min., 20 °C
EN 13697	Gistdodend	0,8%, 15 min., 20 °C
EN 16615	Bacterie- en gistdodend	1,0%, 5 min., 20 °C
EN 14476	Tegen omkapselde virussen	0,4%, 5 min., 20 °C

VERPAKKING

Aseptopol 76	1000845	2 x 5 l
--------------	---------	---------

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
www.ecolab.com 1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Belgium
Ecolab BV/SRL
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: +32 2 467 51 11